

Détergent Getinge Clean Heavy Soil

Nettoyant à fort pouvoir alcalin

Le détergent Getinge Clean Heavy Soil est conçu pour les instruments très sales et secs, tels que ceux utilisés en gynécologie et en orthopédie

Le détergent Getinge Clean Heavy Soil est un nettoyant à fort pouvoir alcalin, adapté aux matériaux résistants aux alcalis, y compris les instruments en acier inoxydable et le verre. Ce produit ne doit pas être utilisé sur l'aluminium et l'aluminium anodisé.

Le détergent Getinge Clean Heavy Soil est adapté à tous les types de laveurs-désinfecteurs. Il vise à éliminer efficacement le sang, la graisse et l'huile.



Disponible en bidons de 5 l, 10 l, 25 l et 205 l

Mentions légales

Getinge Heavy Soil - Détergent fortement alcalin destiné aux laveurs désinfecteurs. Il s'agit d'un produit de classe I. Produit fabriqué par Quadralene Limited, Royaume-Uni. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit. PUB-2023-0300-B, version de janvier 2024.

Getinge France, société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY(91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY - 02 38 25 88 88 - accueil.FRARD@getinge.com

www.getinge.fr

GETINGE ✱