

Mousse de prétraitement Getinge Clean

Pulvérisateur de mousse de prétraitement prêt à l'emploi

Appliquer sur les dispositifs médicaux immédiatement après utilisation pour empêcher le séchage des souillures chirurgicales

La mousse de prétraitement Getinge Clean existe sous forme de distributeurs portatifs de 500 ml, prêts à l'emploi et utilisés principalement pour vaporiser les instruments et autres ustensiles en acier inoxydable, après les avoir utilisés et avant de les transférer vers l'unité centrale de stérilisation. Elle est particulièrement recommandée en cas de période prolongée entre l'utilisation de l'instrument et la décontamination.

La mousse de prétraitement Getinge Clean n'est pas adaptée à une utilisation en machine. Convient à l'acier inoxydable, à la céramique, au verre, au plastique et aux surfaces en métal doux. La formulation à base d'eau avec un pH neutre vise à être facile à rincer en cas de pré lavage manuel.



Mentions légales

Getinge Pre Treatment Foam - Mousse de prétraitement pour préserver l'humidité de la souillure sur les dispositifs médicaux. Il s'agit d'un produit de classe I. Produit fabriqué par Quadralene Limited, Royaume-Uni. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit. PUB-2022-0498-B, version de janvier 2024.

Getinge France, société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

www.getinge.fr

GETINGE ✖