

# Getinge Assured

## Reinigungs-Kontrollsysteme

Getinge Assured bietet Ihnen ein umfassendes Portfolio an Indikatoren, mit denen Sie die Wirksamkeit der Instrumentenaufbereitung überprüfen können.

### Wash Monitor für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

Der Getinge Assured Wash Monitor ist ein synthetischer Prüftest zur Einmalverwendung für die routinemäßige Überwachung automatisierter Reinigungsvorgänge.

Die synthetische Testanschmutzung (Raute oder roter Balken) simuliert humanes Blut und Gewebe. Das Entfernen der roten Testanschmutzung bedeutet eine wirksame Reinigung.



Wash Monitor



Wash Monitor F/R  
(Anwendung bei Hohlkörperinstrumenten)

### Wash Monitor für Ultraschallgeräte

Der Getinge Assured Ultrasonic Wash Monitor ist ein synthetischer Prüftest zur Einmalverwendung für die routinemäßige Überwachung von Ultraschall-Reinigungsvorgängen.

Die synthetische Testanschmutzung (Raute oder blauer Balken) simuliert humanes Blut und Gewebe. Das Entfernen der blauen Testanschmutzung bedeutet eine wirksame Reinigung.



Wash Monitor Ultrasonic



Wash Monitor U/L  
(Anwendung bei Hohlkörperinstrumenten)

## Halter für Getinge Assured Wash Monitor und Getinge Assured Wash Monitor U

Der Test wird in einen Wash Monitor Holder eingesetzt und dann im jeweiligen Reiniger platziert. Dadurch wird ein kontaminiertes chirurgisches Instrument simuliert.

Der Halter für den Getinge Assured Wash Monitor und den Getinge Assured Wash Monitor U ist eine zusätzliche Vorrichtung für die routinemäßige Überwachung automatisierter Reinigungsvorgänge in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Ultraschall-Reinigungsgeräten.



## Halter Getinge Assured Wash Monitor R und F

Der Getinge Assured Wash Monitor R und F Holder ist eine zusätzliche Vorrichtung für die routinemäßige Überwachung automatisierter Reinigungsprozesse für Hohlkörperinstrumente in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sowie in Ultraschall-Reinigungsgeräten.



## Bestellinformationen

| Produkt                                 | VE      | Bestellnr. |
|---|---------|------------|
| Getinge Assured Wash Monitor            | 25 St.  | 503864500  |
| Getinge Assured Wash Monitor            | 50 St.  | 503864600  |
| Getinge Assured Wash Monitor            | 100 St. | 503864700  |
| Getinge Assured Wash Monitor Ultrasonic | 50 St.  | 503865200  |
| Getinge Assured Wash Monitor F/R        | 25 St.  | 6005500586 |
| Getinge Assured Wash Monitor U/L        | 25 St.  | 6005500587 |
| Getinge Assured Wash Monitor Holder     |         | 6005500585 |
| Getinge Assured Wash Monitor F Holder   |         | 503865100  |
| Getinge Assured Wash Monitor R Holder   |         | 503865000  |

Hersteller:

**Getinge Infection Control AB** • P.O. Box 69 • SE-305 05 Getinge • Sweden

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

**Getinge Deutschland GmbH** • Kehler Str. 31 • 76437 Rastatt • Deutschland • +49 7222 932-0 • info.vertrieb@getinge.com

**Getinge Österreich GmbH** • Lemböckgasse 49 • 1230 Wien • Österreich • +43 1 8651487-0 • info-at@getinge.com

**Getinge Schweiz AG** • Wilerstrasse 75 • 9200 Gossau • Schweiz • +41 71 335 03 03 • info@getinge.ch

[www.getinge.com](http://www.getinge.com)

**GETINGE** 