

Maquet Moduevo PLG-II

Kompakte Lösung zur Medienversorgung



Optimale Raumnutzung

Das Versorgungsmodul Maquet Moduevo PLG-II kann Narkosegeräte und andere mobile Geräte wie Herz-Lungen-Maschinen mit den erforderlichen Medien versorgen. Aufgrund der möglichen Durchgangshöhe von über 2000 mm und des großen Aktionsradius von bis zu 2940 mm ist eine flexible Nutzung sowie eine maximale Abdeckung des Arbeitsbereichs möglich. Trotz des kompakten Designs kann eine hohe Anzahl an Elektroanschlüssen und Gasentnahmestellen untergebracht werden. Ein optionales LED-Bodenlicht auf der Unterseite des Versorgungsmoduls verbessert die Orientierung in abgedunkelten Räumen und kann als Arbeitsplatzbeleuchtung für die Anästhesie genutzt werden.

Die optionale Montageposition Beam Plus bietet die Möglichkeit, einen Monitortragarm oder eine OP-/Untersuchungsleuchte unterhalb der Zentralachse des Tragsystems zu installieren.





Flexibel und raumsparend

- Einfaches und intuitives Bremssystem: Durch Zug und anschließendes Loslassen des ergonomischen Bügelgriffs kann das Versorgungsmodul stufenlos in der gewünschten Höhe positioniert werden.
- Schnell und komfortabel: Die federkraftgestützte Höhenverstellung funktioniert ohne Verzögerungen und ohne Kraftaufwand durch das Personal.
- Die Drehbarkeit von 330° und ein Aktionsradius von bis zu 2940 mm sorgen für Flexibilität und für eine maximale Abdeckung des Arbeitsbereichs.

Hygiene

- Kabelmanagement: Die versetzt angeordnete Positionierung von Elektroanschlüssen und Gasentnahmestellen vermeidet Kollisionen von Winkelsteckern und Netzteilen.

- Leicht zu reinigen: Glatte Oberflächen ohne Spalte ermöglichen eine einfache Reinigung.

Ergonomie

- Handgriff: Der ergonomische Bügelgriff dient gleichzeitig zur Arretierung und Dearretierung der Höhenverstellung und zur Positionierung des Versorgungsmoduls.
- Stufenlose Höhenverstellung: Die Höhe des Versorgungsmoduls kann optimal an darunter positionierte Geräte angepasst werden.
- LED-Bodenlicht: Mehr Sicherheit durch bessere Orientierung in abgedunkelten Räumen.

Ausführung	Bezeichnung	Aktionsradius	Höhenverstellung
Versorgungsmodul ohne Tragarmsystem	PLG-II 14-0	1440 mm	400 mm
Versorgungsmodul ohne Tragarmsystem, an Distanzrohr Satellite	SAT PLG-II 14-0	1440 mm	400 mm
	PLG-II 6-14	2040 mm	
Versorgungsmodul mit Tragarmsystem	PLG-II 9-14	2340 mm	400 mm
	PLG-II 12-14	2640 mm	
	PLG-II 15-14	2940 mm	

Maquet (Suzhou) Co., Ltd. No.158 Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, 215024 Suzhou, China. +86 (0) 512 62839880

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH • Kehler Str. 31 • 76437 Rastatt • Deutschland • +49 7222 932-0 • info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH • Lemböckgasse 49 • 1230 Wien • Österreich • +43 1 8651487-0 • info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG • Quellenstrasse 41b • 4310 Rheinfelden • Schweiz • +41 71 335 03 03 • info@getinge.ch