



Maquet Moduevo Deckenversorgungseinheiten

Zubehörkatalog



Maquet Moduevo Zubehör

– Eine Vielzahl von Möglichkeiten

Maquet Moduevo Deckenversorgungseinheiten ermöglichen dem Personal, mehr Zeit in die Patientenversorgung zu investieren und weniger Zeit für die Bedienung der Produkte aufwenden zu müssen.

Bei der Entwicklung von Maquet Moduevo standen intuitive Bedienbarkeit, Modularität und Zuverlässigkeit im Vordergrund.

Das Ergebnis sind zum Beispiel besonders leichtgängig manövrierbare Tragarmsysteme und kompakte Versorgungsmodule für den OP-Saal, Intensivstation, Notaufnahme und andere Bereiche mit eingeschränkten Platzverhältnissen. Maquet Moduevo bietet ebenfalls einfache Anpassungs- und Erweiterungsmöglichkeiten für zukunftssichere Flexibilität.

Zusätzlich sparen Maquet Moduevo Deckenversorgungseinheiten Platz und verbessern durch effektives Kabelmanagement die Ergonomie und die Sicherheit jedes Arbeitsplatzes im Sinne der Patienten und des Personals.

Wichtige Geräte und Materialien sind durch die flexiblen Deckenversorgungseinheiten sofort erreichbar, was zur Verbesserung der Arbeitsabläufe beiträgt.

Ein umfangreiches Zubehörprogramm verleiht Maquet Moduevo zudem ein hohes Maß an Individualität.





Über diesen Katalog

Dieser Katalog gibt einen Überblick über das gesamte Zubehörprogramm für Maquet Moduevo. Er ist nach Produktfunktionen in **vier Kategorien** unterteilt: Bedienung, Ablage und Aufnahme, Beleuchtung sowie Ordnung und Organisation.

Das Zubehör unter **Bedienung** umfasst Handgriffe und Bediengeräte mit verschiedenen Steuermöglichkeiten für die Bremssysteme und/oder die Höhenverstellung der Tragarmsysteme. Unter **Ablage und Aufnahme** finden Sie Ablageplatten, Schubladenmodule, Monitorarme, Normschielen, Adapter und Infusionszubehör (z. B. Infusionsständer).

Die Kategorie **Beleuchtung** enthält Beleuchtungsmöglichkeiten für unterschiedliche Positionen an den Deckenversorgungseinheiten. Der Abschnitt **Ordnung und Organisation** beinhaltet Kabelmanagement-Lösungen wie Kabelaufroller, Kabelboxen und Körbe, Katheter- und Zubehöralter.

Jede dieser vier Kategorien ist wiederum nach den enthaltenen Zubehörartikeln untergliedert. Detaillierte technische Informationen zu den einzelnen Zubehörartikeln sind ebenfalls dort aufgeführt.

Maquet Moduevo Zubehör

– Inhalt

Bedienung	6
Handgriffe	7
Ablage und Aufnahme	9
Ablageplatten	10
Schubladenmodule	13
Monitorarme	15
Normschienen	18
Infusionszubehör	20
Adapter und Geräteaufnahme	24
Beleuchtung	27
LED-Beleuchtungssystem	27
Ordnung und Organisation	29
Kabelmanagement-Lösungen	30
Körbe, Katheter- und Zubehörhalter	32
Easy-Clamp-Zubehör	35

Bedienung

– Maquet Moduevo Zubehör

Ein entscheidendes Merkmal von Maquet Moduevo ist die einfache Manövrierbarkeit. Das Personal kann die Deckenversorgungseinheiten zum erforderlichen Zeitpunkt schnell und präzise positionieren.

Zu diesem Zweck ist eine Vielzahl von Handgriffen und Bediengeräten verfügbar. Handgriffe können horizontal oder vertikal und an verschiedenen Seiten der Deckenversorgungseinheit angebracht werden. Das Positionieren kann mechanisch (per Hand) oder mit Hilfe modernster Technik erfolgen – z. B. kann die Höhe der Deckenversorgungseinheit per Knopfdruck verstellt und die

Gelenkbremsen der Tragarmsysteme durch einfaches Umfassen der sensorgesteuerten Handgriffe gelöst werden. Getinge bietet für jede Gegebenheit eine ergonomische Lösung, die sich einfach bedienen lässt und dem Personal hilft, schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können.



Handgriffe

Handgriffe erfüllen einen einfachen, aber wesentlichen Zweck: Mit ihrer Hilfe kann das Personal die Deckenversorgungs-einheiten problemlos und präzise positionieren. Die Handgriffe sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich – vertikal und horizontal – und lassen sich je nach Kundenanforderung auf der Vorder- oder Rückseite der Versorgungsmodule anbringen.

Maquet Moduevo Handgriffe sind mit der innovativen Grab & Move-Sensortechnologie verfügbar: Die Gelenkbremsen der Tragarmsysteme können durch einfaches Umfassen der Handgriffe gelöst werden. Die Deckenversorgungseinheiten können dann ohne körperliche Anstrengung in die gewünschte Position bewegt werden. Diese Handgriffe sind mit allen Maquet Moduevo Tragarmsystemen kompatibel – einschließlich der höhenverstellbaren Varianten Energy und Cargolift.



Horizontale Handgriffe



Vertikale Handgriffe



Produktmerkmale

- Montage direkt an EPoS-Zubehörschienen
- Grab & Move-Sensortechnologie
- Flexible und stufenlose Positionierung
- Glatte Oberflächen und abgerundete Kanten für einfache Reinigung

Technische Informationen für horizontale Handgriffe

Artikelnummer

Bremssteuerung für Achse 1 oder Achse 1+2

SU000600054

Technische Informationen für vertikale Handgriffe

Artikelnummer

Ohne Bremssteuerung

SU000600059

Bremssteuerung für Achse 1 oder Achse 1+2

SU000600061

Horizontale Handgriffe (für Höhenverstellung)



Vertikale Handgriffe (für Höhenverstellung)



Produktmerkmale

- Montage direkt an EPoS-Zubehörschienen
- Grab & Move-Sensortechnologie
- Flexible und stufenlose Positionierung
- Glatte Oberflächen und abgerundete Kanten für einfache Reinigung
- Für die Verwendung mit den höhenverstellbaren Tragarmsystemen Energy und Cargolift
- Die Höhenverstellung erfolgt per Knopfdruck

Technische Informationen für horizontale Handgriffe	Artikelnummer
Ohne Bremssteuerung	SU000600055
Bremssteuerung für Achse 1 oder Achse 1+2	SU000600057
Distanzstück für horizontalen Handgriff (Länge 200 mm)	SU000600058
Technische Informationen für vertikale Handgriffe	Artikelnummer
Ohne Bremssteuerung	SU000600062
Bremssteuerung für Achse 1 oder Achse 1+2	SU000600064

Horizontale Handgriffe für Ablageplatten



Produktmerkmale

- Montage direkt an Ablageplatten
- Verschiedene Optionen zur Bremssteuerung (Grab & Move-Sensortechnologie)

Technische Informationen	Artikelnummer
Ohne Bremssteuerung, zur Höhenverstellung	
B = 485 mm	SU000600067
B = 685 mm	SU000300042
Bremssteuerung für Achse 1 oder Achsen 1+2, für Höhenverstellung	
B = 485 mm	SU000600069
B = 685 mm	SU000300044
Bremssteuerung für Achse 1 oder Achsen 1+2 für Standard-Rotation	
B = 485 mm	SU000600066
B = 685 mm	SU000300041

Kabelbediengerät



Produktmerkmale

- Montage direkt an EPoS-Schienen
- Die Höhenverstellung erfolgt per Knopfdruck
- Kloben kann in EPoS-Zubehörschiene angebracht werden

Technische Informationen	Artikelnummer
Für die Verwendung mit den höhenverstellbaren Tragarmsystemen Energy und Cargolift	SU000600070

Ablage und Aufnahme

– Maquet Moduevo Zubehör

Ein bedeutender Vorteil von Deckenversorgungseinheiten ist die Möglichkeit, verschiedene Geräte an einer zentralen, leicht zu bewegendem Stelle positionieren zu können.


Die innovativen EPoS-Zubehörschienen in Kombination mit einem umfangreichen Zubehörprogramm bedeuten, dass das Personal die Deckenversorgungseinheit schnell und flexibel an die Anforderungen der jeweiligen Situation anpassen kann.

Zu diesem Zweck umfasst dieser Abschnitt die meisten Zubehörkomponenten für Maquet Moduevo: Ablageplatten, Schubladenmodule, Monitorarme, Normschienen, Infusionszubehör sowie Adapter und Geräteaufnahmen. Sie alle tragen dazu bei, wenn es darum geht, dass die erforderlichen Geräte im richtigen Moment griffbereit sind.



Ablageplatten

Ablageplatten erfüllen einen wichtigen Zweck, wenn es darum geht, wichtige Geräte direkt griff- und bedienbereit zu haben. Durch die klare und ordentliche Anordnung der verschiedenen Geräte lässt sich der vorhandene Platz besser nutzen. Darüber hinaus zeichnen sich die Ablageplatten durch ihre hohe Tragkraft aus. Sie können über mechanische oder elektrische Kloben an den EPoS-Zubehörschienen angebracht werden – Letztere verfügen über ein Bus-System, welches die Grab & Move-Handgriffe ohne außenliegende Kabel mit der zentralen Steuerung der Deckenversorgungs-einheiten verbindet.



Ablageplatten mit mechanischem Kloben und zwei Normschienen



Produktmerkmale

- Erhältlich in drei Breiten, kompatibel mit optionalem Verbreiterungsmodul
- Tragkraft: 30 kg mit einem Kloben, 50 kg mit zwei Kloben
- Zwei seitliche Normschienen (25 × 10 mm); Tragkraft: je 10 kg
- Horizontaler Handgriff optional
- Bei allen Ablageplatten mit einem Kloben kann ein zweiter Kloben nachgerüstet werden (und umgekehrt).



Technische Informationen

Artikelnummer

Mit einem Kloben, ohne Handgriff für EPoS-Zubehörschienen

B × T = 485 mm × 450 mm

B × T = 685 mm × 450 mm

SU000600083

SU000600085

Mit einem Kloben, mit Handgriff für EPoS-Zubehörschienen

B × T = 485 mm × 450 mm

B × T = 685 mm × 450 mm

SU000600088

SU000600092

Mit zwei Kloben, ohne Handgriff für EPoS-Zubehörschienen

B × T = 485 mm × 450 mm

B × T = 685 mm × 450 mm

B × T = 885 mm × 450 mm

SU000600084

SU000600086

SU000600087

Mit zwei Kloben, mit Handgriff für EPoS-Zubehörschienen

B × T = 485 mm × 450 mm

B × T = 685 mm × 450 mm

SU000600089

SU000600093

Mit zwei Kloben, ohne Handgriff für EPoS-Rack-System

B × T = 485 mm × 450 mm

B × T = 685 mm × 450 mm

B × T = 885 mm × 450 mm

SU000300066

SU000300069

SU000300072

Mit zwei Kloben, mit Handgriff für EPoS-Rack-System

B × T = 485 mm × 450 mm

B × T = 685 mm × 450 mm

B × T = 885 mm × 450 mm

SU000300067

SU000300070

SU000300073

Ein Kloben (mechanisch) zur Erweiterung von Ablageplatten mit einem Kloben

SU000600104

Abstellplatte mit zwei Kloben 75 mm/Distanzstück für Schublade 75 mm, 50 kg Tragkraft

SU000600105

Distanzstück für Ablageplatte mit einem Kloben, 30 kg Tragkraft

SU00600130

Ablageplatten mit Handgriff und einem elektrischen Kloben**Produktmerkmale**

- Erhältlich in zwei Größen
- Kompatibel mit Ablagenplatten-Verbreiterung
- Tragkraft (mit 1 Kloben): 30 kg
- Tragkraft (mit 2 Kloben): 50 kg
- Zwei Seitenschienen (25 mm × 10 mm); Tragkraft: je 10 kg
- Optionaler Grab & Move-Handgriff

Technische Informationen**Artikelnummer****Mit einem elektrischen Kloben und zwei Normschienen für EPoS-Zubehörschienen**

B × T = 485 mm × 450 mm

B × T = 685 mm × 450 mm

SU000600090

SU000600094

Mit einem elektrischen Kloben, einem mechanischen Kloben und zwei Schienen für EPoS-Zubehörschienen

B × T = 485 mm × 450 mm

B × T = 685 mm × 450 mm

SU000600091

SU000600095

Mit einem elektrischen Kloben, einem mechanischen Kloben und zwei Schienen für EPoS-Rack-System

B × T = 485 mm × 450 mm

B × T = 685 mm × 450 mm

B × T = 885 mm × 450 mm

SU000300068

SU000300071

SU000300074

Tastaturmodul**Produktmerkmale**

- Praktische Aufbewahrung für Tastaturen; kann bei Nichtgebrauch eingefahren werden
- Tragkraft: 5 kg

Technische Informationen**Artikelnummer**

B × T = 485 mm × 450 mm

SU000600100

Verbreiterung für Ablageplatten**Produktmerkmale**

- Kein Spezialwerkzeug erforderlich; einfaches Einhängen in die seitlichen Normschienen der Ablageplatten
- Schafft mehr Platz auf den Ablageplatten für größere bzw. zusätzliche Geräte
- Kompatibel mit allen Ablageplatten

Technische Informationen**Artikelnummer**

Breite 100 mm pro Verbreiterung

SU000600101

Anti-Rutsch-Schienen



Produktmerkmale

- Erhältlich in drei Breiten
- Gewährleistet die Positionierung von Geräten und Zubehör auf Moduevo-Ablageplatten

Technische Informationen	Artikelnummer
Für Ablageplatte mit 485 mm Breite	SU000600151
Für Ablageplatte mit 685 mm Breite	SU000600152
Für Ablageplatte mit 885 mm Breite	SU000600153

Dokumentationsplatte



Produktmerkmale


- Mittels Schwenkarm kann die Dokumentationsplatte beliebig platziert werden
- Mit dem 2-fachen Schwenkarm kann der Bewegungsbereich weiter vergrößert werden
- Intelligente Platznutzung: Dokumentationsplatte kann bei Nichtgebrauch abgeklappt werden

Technische Informationen	Artikelnummer
B × T = 400 mm × 360 mm, Tragkraft: 15 kg	
Schwenkarm 1-fach (L = 200 mm)	SU000600033
Schwenkarm 2-fach (L = 300 mm + 300 mm)	SU000600034

Schubladen- und Tastaturmodule

Schubladenmodule eignen sich für vielfältige Ablagezwecke und erweisen sich daher in verschiedensten medizinischen Bereichen und Einrichtungen als nützlich. Die verschiedenen Schubladenmodule lassen sich einfach an die Unterseite der Ablageplatten montieren und über die EPoS-Zubehörschienen oder EPoS-Racksysteme in der Höhe verstellen.

Die Module sind standardmäßig mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet, sodass das Personal auch bei dunklen Lichtverhältnissen sicher auf den Inhalt zugreifen kann.



Schubladenmodul 1-fach



Produktmerkmale

- Erhältlich in zwei Größen
- Kompatibel mit allen Ablageplatten Breite 485 und 685 mm
- Tragkraft: 10 kg
- Tiefe: 100 mm
- Inkl. Innenbeleuchtung
- Optionales Schloss (SU000600102)
- Herausnehmbare und austauschbare Einsätze erleichtern den Transport des Inhalts zwischen Stationen und Räumen

Technische Informationen

Artikelnummer

B × T × H = 485 mm × 330 mm × 100 mm

SU000600096

B × T × H = 685 mm × 330 mm × 100 mm

SU000600097

Schubladenmodul 2-fach



Technische Informationen

Artikelnummer

B × T × H = 485 mm × 330 mm × 100 mm (pro Modul)

SU000600098

B × T × H = 685 mm × 330 mm × 100 mm (pro Modul)

SU000600099

Hohes Schubladenmodul 1-fach



Produktmerkmale

- Erhältlich in zwei Größen
- Kompatibel mit allen Ablageplatten Breite 485 und 685 mm
- Tragkraft gesamt: 10 kg
- Tiefe: 250 mm
- Inkl. Innenbeleuchtung
- Optionales Schloss (SU000600102)
- Herausnehmbare und austauschbare Einsätze erleichtern den Transport des Inhalts zwischen Stationen und Räumen

Technische Informationen	Artikelnummer
B × T × H = 485 mm × 330 mm × 250 mm	SU000600149
B × T × H = 685 mm × 330 mm × 250 mm	SU000600150

Schubladenmodul mit RFID-Schloss



Produktmerkmale

- Verhindert unbefugten Zugriff auf die Schublade
- RFID-Technologie
- Stromversorgung über EPoS-Zubehörschienen/Rack-System mit 24 V DC
- Programmierbare Benutzerkarten zur Autorisierung
- Kompatibel mit kundenseitigen RFID-Karten mit einer Übertragungsfrequenz von 13,56 MHz
- Kompatibel mit Ablageplatten Breite 485 mm mit elektrischem Kloben
- Tiefe: 100 mm
- Inkl. Innenbeleuchtung

Technische Informationen	Artikelnummer
Schubladenmodul 1-fach mit RFID-Schloss – 485 mm	SU000600155
Schubladenmodul 2-fach mit einem RFID-Schloss – 485 mm	SU000600156
Schubladenmodul 2-fach mit zwei RFID-Schlössern – 485 mm	SU000600157
RFID-Karte	SU000600154

Monitorarme

Im OP-Saal, auf der Intensivstation und in vielen anderen Bereichen liefern Monitore wichtige Informationen und Bildmaterial. Die Monitorarme von Maquet Moduevo ermöglichen die Aufnahme und das Positionieren von Monitoren. So sind diese immer dort, wo sie benötigt werden und liefern ein gut einsehbares Bild.

Die Monitorarme können Monitore in verschiedensten Größen bis 14 kg Gewicht aufnehmen. Die flexible Positionierbarkeit schafft ergonomische Arbeitsbedingungen.



Einfache Monitoraufnahme



Produktmerkmale

- Mit VESA 75x75- und VESA 100x100-Aufnahme

Technische Informationen	Artikelnummer
Einfache Monitoraufnahme für EPoS-Zubehörschienen	SU001900050

Dreh-/neigbare Monitoraufnahme



Produktmerkmale

- Inkl. Dreh-/Neigeteil mit VESA 75x75- und VESA 100x100-Aufnahme
- Tragkraft: 14 kg

Technische Informationen	Artikelnummer
Dreh-/neigbare Monitoraufnahme (L = 100 mm)	SU000600018

Nicht höhenverstellbare Monitorarme, 1-fach



Produktmerkmale

- Verfügbar in zwei Längen
- Inkl. Schwenkarm 1-fach und neigbarer Monitoraufnahme
- 180° schwenkbar
- Tragkraft: 14 kg
- Inkl. VESA 75x75- und VESA 100x100-Aufnahme
- Innenliegende Kabelführung für bessere Hygiene und Sicherheit

Technische Informationen	Artikelnummer
L = 300 mm	SU000600019
L = 400 mm	SU000600020

Nicht höhenverstellbare Monitorarme, 2-fach



Produktmerkmale

- Verfügbar in drei Längen
- Inkl. Schwenkarm 1-fach und neigbarer Monitoraufnahme
- 180° schwenkbar
- Tragkraft: 14 kg
- Inkl. VESA 75x75- und VESA 100x100-Aufnahme
- Innenliegende Kabelführung für bessere Hygiene und Sicherheit

Technische Informationen	Artikelnummer
L = 300 mm + 300 mm	SU000600021
L = 400 mm + 300 mm	SU000600022
L = 400 mm + 400 mm	SU000600023

Höhenverstellbare Monitorarme



Produktmerkmale

- Verfügbar als Federarm und als Schwenkarm mit Federarm
- 180° schwenkbar
- Horizontale Bewegungen
- Vertikale Bewegungen
- Tragkraft: 14 kg
- Aktionsradius: 700 mm
- Inkl. VESA 75x75- und VESA 100x100-Aufnahme

Technische Informationen	Artikelnummer
L = 300 mm	SU000600024
L = 400 mm + 300 mm	SU000600025

Tastaturhalter für Monitorarme



Produktmerkmale

- Einfache Montage und Nutzung
- Inkl. Mauspadhalter (links und rechts nutzbar)
- Tragkraft: 5 kg

Technische Informationen	Artikelnummer
Tastaturhalter für Monitorarme	SU000600026

Gerätestange für Monitorarme



Produktmerkmale

- Für nicht höhenverstellbare Monitorarme und höhenverstellbare Monitorarme

Technische Informationen	Artikelnummer
Für nicht höhenverstellbare Monitorarme (L = 196 mm)	SU000600027
Für höhenverstellbare Monitorarme (L = 196 mm)	SU000600028
Universalaufnahme (Tragkraft: 14 kg)	SU000600029

Normschienen

Normschienen für Maquet Moduevo Deckenversorgungseinheiten können problemlos und ohne Spezialwerkzeug an EPoS-Zubehörschienen montiert werden.

Die Schienen sind in verschiedenen Längen und mit verschiedenen Kloben erhältlich und können so an unterschiedlichen Maquet Moduevo Versorgungsmodulen eingesetzt werden. Mit ihrer Hilfe kann die Deckenversorgungseinheit mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte und Zubehörkomponenten ausgestattet werden, was eine hohe Flexibilität sicherstellt.



Horizontale Normschienen



Produktmerkmale

- Verfügbar in vier Varianten
- Einfache Anbringung an EPoS-Zubehörschienen
- Tragkraft: 30 kg

Technische Informationen	Artikelnummer
Länge 200 mm mit 1 Kloben (mechanisch) für EPoS-Zubehörschienen	SU000600008
Länge 400 mm mit 1 Kloben (mechanisch) für EPoS-Zubehörschienen	SU000600009
Länge 400 mm mit 2 Kloben (mechanisch) für Rückseite Versorgungsmodul Maquet Moduevo Mezzo	SU000600010
Länge 400 mm mit 2 Kloben (mechanisch) für Vorderseite Versorgungsmodul Maquet Moduevo Slim, Mezzo und Twin	SU000600011

Umlaufende Normschienen



Produktmerkmale

- Ermöglichen das Anbringen von Zubehör an jeder Seite des Versorgungsmoduls
- Verfügbar in drei Varianten
- Tragkraft: 15 kg

Technische Informationen	Artikelnummer
Für Versorgungsmodul Maquet Moduevo Slim	SU000600129
Für Versorgungsmodul Maquet Moduevo Mezzo	SU000600016
Für Versorgungsmodul Maquet Moduevo Twin	SU000600015

Halb-umlaufende Normschienen



Produktmerkmale

- Ermöglichen das Anbringen von Zubehör an drei Seiten des Versorgungsmoduls
- Erhältlich in zwei Varianten
- Tragkraft: 15 kg

Technische Informationen	Artikelnummer
Für Versorgungsmodul Maquet Moduevo Twin	SU000600013
Für Versorgungsmodul Maquet Moduevo Mezzo	SU000600014

Schwenkleiste



Produktmerkmale

- Schwenkbar für mehr Flexibilität
- Kann bei Nichtgebrauch weggeschwenkt werden
- Einfache Anbringung ohne Spezialwerkzeug
- Tragkraft: 3 kg

Technische Informationen	Artikelnummer
Schwenkbarer Teil der Normschiene (L = 380 mm)	SU000600012

Infusionszubehör

Infusionen sind ein wichtiger Bestandteil der Patientenversorgung.

Infusionshalter von Maquet Moduevo bieten Platz für Infusionspumpen, Beutel und weiteres Zubehör bis zu einem Gesamtgewicht von 50 kg. Die Höhe und die Position des, an der Deckenversorgungseinheit befestigten Infusionshalters, kann beliebig angepasst und sicher arretiert werden. Das Maquet M-Shift Infusions-Transfersystem ermöglicht den schnellen und sicheren Transport von Infusionszubehör zwischen Deckenversorgungseinheit und Patientenbett und erleichtert damit die Arbeit des Personals.



Infusionshalter bis 20 kg



Produktmerkmale

- Flexible Lösung – mit Schwenkarmen 1-fach oder 2-fach
- Die ergonomische Einhandverriegelung ermöglicht das Feststellen der Schwenkarme in der gewünschten Position
- Einfache Anbringung an EPoS-Zubehörschienen und EPoS-Rack-Systemen

Technische Informationen	Artikelnummer
Infusionshalter mit 4-fach-Flaschenhaken (Haken in Reihe angeordnet), Ø 25 mm 1 Kloben (mechanisch), Tragkraft: 20 kg	
Schwenkarm 1-fach (L = 180 mm)	SU000600001
Schwenkarm 2-fach (L = 180 mm + 180 mm)	SU000600002
Schwenkarm 1-fach (L = 300 mm)	SU000600141
Schwenkarm 2-fach (L = 300 mm + 300 mm)	SU000600142
Gerätestange (zusätzlich für Variante mit Schwenkarm 2-fach)	SU000600007

Infusionshalter bis 20 kg, 4-fach-Flaschenhaken ausziehbar



Produktmerkmale

- Flexible Lösung – mit Schwenkarmen 1-fach oder 2-fach
- Die ergonomische Einhandverriegelung ermöglicht das Feststellen der Schwenkarme in der gewünschten Position
- Einfache Anbringung an EPoS-Zubehörschienen und EPoS-Rack-Systemen
- Die Höhe des 4-fach-Flaschenhakens kann einfach angepasst und festgestellt werden

Technische Informationen	Artikelnummer
Ausziehbarer Infusionshalter mit 4-fach-Flaschenhaken (Haken überkreuzt angeordnet) Ø 25 mm, 1 Kloben, Tragkraft: 20 kg	
Schwenkarm 1-fach (L = 180 mm)	SU000600003
Schwenkarm 2-fach (L = 180 mm + 180 mm)	SU000600004
Schwenkarm 1-fach (L = 300 mm)	SU000600143
Schwenkarm 2-fach (L = 300 mm + 300 mm)	SU000600144
Gerätetange (zusätzlich für Variante mit Schwenkarm 2-fach)	SU000600007

Infusionshalter bis 50 kg



Produktmerkmale

- Einfache Anbringung an EPoS-Zubehörschienen und EPoS-Rack-Systemen mittels 2 Kloben
- Flexible Lösung – mit Schwenkarmen 1-fach oder 2-fach
- Hohe Tragkraft

Technische Informationen	Artikelnummer
Infusionshalter mit 4-fach-Flaschenhaken (in Reihe angeordnet), Ø 25 mm, 2 Kloben (mechanisch), Tragkraft: 50 kg	
2 Schwenkarme 1-fach (L = 180 mm), 50 kg	SU000600005
2 Schwenkarme 2-fach (L = 180 mm + 180 mm), 50 kg	SU000600006
Schwenkarm 1-fach (L = 300 mm), 40 kg	SU000600145
2 Schwenkarme 2-fach (L = 300 mm + 300 mm), 50 kg	SU000600146

Infusions-Transfersystem Maquet M-Shift



Produktmerkmale

- Flexibles Infusions-Transfersystem: zwei winkel- und höhenverstellbare Infusionshalter
- Tragkraft 50 kg
- Kleiner „Fußabdruck“ – unkomplizierter Transport in Aufzügen
- Das Infusionssystem kann von nur einer Pflegekraft zwischen Deckenversorgungseinheit und Bett – und umgekehrt – ab- und andockt werden

Technische Informationen	Artikelnummer
Infusions-Transfersystem Maquet M-Shift	SU0005990010
Maquet M-Shift-Bett-Andockstange, inkl. Bettadapter E für Intensivbetten Fabrikat ArjoHuntleigh, Serie Enterprise	SU0005990013
Bettadapter E für Intensivbetten Fabrikat ArjoHuntleigh, Serie Enterprise	SU0005060002
Maquet M-Shift Bett-Andockstange (Bettadapter erforderlich)	SU0005060005
Maquet M-Shift-Rollwagen zur Beförderung des Maquet M-Shift Klemmsystems; inklusive Rollwagen, 1 Normschiene, 1 Korb, 1 Andockstange, 1 Kabelmanagement	SU0005060006

Maquet M-Shift-Andockstange



Produktmerkmale

- Ermöglicht die Befestigung der Maquet M-Shift Andockstange an Maquet Moduevo Deckenversorgungseinheiten

Technische Informationen	Artikelnummer
Bettadapter für Intensivbetten von ArjoHuntleigh, Hillroom und Stryker (vorbehaltlich Kompatibilitätsprüfung). inkl. Bettadapter und Andockstange	
Maquet M-Shift-Andockstange für Versorgungsmodule Maquet Moduevo Slim 803, Mezzo 805 und Twin 806	SU000600032



88% 88:88 88

PHILIPS CODE: 4630
65
98
36.2
198/64 (99)

4
50
12.6

GETINGE



Adapter und Geräteaufnahme

GCX-Adapter



Produktmerkmale

- Zum Anbringen von GCX®-Zubehör an EPoS-Zubehörschienen und EPoS-Rack-System

Technische Informationen	Artikelnummer
Adapter für GCX-Monitorarme (Tragkraft: 14 kg)	SU000600031
Verlängerter GCX-Adapter für EPoS (Tragkraft: 20 kg)	SU000600128
Distanzrohradapter für Monitorarme und GCX-Adapter	SU000600030

Beam Plus-Adapter




Produktmerkmale

- Montagemöglichkeit unterhalb Achse 1 eines Maquet Moduevo Tragarmsystems
- Zur Montage von OP-/Untersuchungsleuchten, Monitor- und Kameratragarmen
- Unabhängige Bewegung von Deckenversorgungseinheit und installiertem Produkt an Beam Plus-Adapter

Technische Informationen	Artikelnummer
Für OP-/Untersuchungsleuchten Maquet Lucea 40, 50 und 100 und Maquet Volista Access 40	
Für Unterkonstruktion Typ Maquet Modutec	SU000300046
Für Unterkonstruktion Typ Maquet Moduevo	SU000900010
Für OP-/Untersuchungsleuchten Maquet Lucea 50 und 100, SAT XS 0912/0913/1212/1213, SAT XO 12/13, SAT Orchide 12/13, EQTFHS010 SAT12/13, EQTMHS013 SAT 12/13, EQTMHS021 SAT12/13, EQTMHD231 SAT 12/13	
Für Unterkonstruktion Typ Maquet Modutec	SU000300047
Für Unterkonstruktion Typ Maquet Moduevo	SU000900011
Vorbereitung für Beam Plus-Adapter	SU000900014

Bridge Plus-Adapter



Produktmerkmale

- Adapter für Maquet Moduevo Bridge Classic und Maquet Moduevo Bridge Advanced
- Zur Befestigung von OP- und Untersuchungsleuchten

Technische Informationen	Artikelnummer
Für OP-/Untersuchungsleuchten Maquet Lucea 50 und 100 Bridge Plus SAT	SU000200078
Für OP-/Untersuchungsleuchten Maquet Lucea 40, 50 und 100, Maquet Volista Access 40 und 60 Bridge Plus SB	SU000200079

Geräteaufnahme für Narkosegeräte



Produktmerkmale

- Geräteaufnahme für Narkosegeräte; für effiziente Arbeitsabläufe und mehr Sicherheit
- Hohe Tragkraft; für verschiedene Fabrikate/Typen geeignet.

Technische Informationen	Artikelnummer
Für Narkosegeräte und Gerätewägen, nur in Verwendung mit Twin 406 / 606 / 806, Tragkraft: 180 kg	SU000300026

Geräteaufnahme für Beatmungsgeräte



Produktmerkmale

- Aufnahmesystem für Beatmungsgeräte Fabrikat Getinge
- Für effiziente Arbeitsabläufe und mehr Sicherheit

Technische Informationen	Artikelnummer
Zur Befestigung von Servo-u/-n-Beatmungsgeräten mit Bett-/Tragarmhalterung an (EPoS-)Zubehörschienen und (EPoS-)Rack-System, Tragkraft: 30 kg	SU000600132

Gasflaschenhalter



Produktmerkmale

- Aufnahme für Gasflaschen
- Das flexible Design der unteren Auflageplatte ist für Gasflaschen mit einem Durchmesser von 100 mm bis 180 mm geeignet
- Einfache Halterung für Gasflaschen mit einer Höhe von max. 450 mm
- Die Halteklemme sorgt für zusätzliche Stabilität bei Gasflaschen mit einer Höhe von 450–865 mm
- Tragkraft: 30 kg

Technische Informationen	Artikelnummer
Einfache Gasflaschenhalterung	SU000600147
Halteklemme für hohe Gasflaschen	SU000600148

Ladestationen für OP-Tische



Produktmerkmale

- Ladestation für das Geringe OP-Tisch-Handbediengerät (1009.25A0), die kontinuierlich über EPoS mit 24 V DC versorgt werden kann
- Kompaktes Design
- Kompatibel mit den OP-Tischen Maquet Otesus und Maquet Meera

Technische Informationen	Artikelnummer
Ladestation für OP-Tisch-Fernbedienung für Montage an EPoS-Zubehörschienen	SU000600131

Beleuchtung

– Maquet Moduevo Zubehör

Bessere Sicht ist entscheidend, wenn es darum geht, Arbeitsbedingungen zu verbessern und Abläufe zu vereinfachen. Weiches Licht trägt zu einer beruhigenden Atmosphäre für genesende Patienten bei und unterstützt den natürlichen zirkadianen Rhythmus.

Gleichzeitig findet das Personal das benötigte Material problemlos, kann unterbrechungsfrei arbeiten und die Behandlung fortführen. Das LED-Beleuchtungssystem für Maquet Moduevo unterstützt durch die optimale Beleuchtung im abgedunkelten Operationsaal und Patientenzimmer eine hohe Effizienz. Diese Kategorie umfasst verschiedene Beleuchtungsoptionen, die sich für die Verwendung mit Maquet Moduevo Tragarmsystemen und Versorgungsmodulen eignen – und auf Ober- oder Unterseite oder an der Seite der Deckenversorgungseinheit anbringen lassen, um störende Schattenbildung zu vermeiden. Außerdem kann die Helligkeit mit einem Bedienfeld angepasst und auf bis zu 16 % heruntergedimmt werden.



Umgebungslicht

Ein spezielles LED-Beleuchtungssystem beseitigt störendes Blenden und Schatten. Stattdessen schafft das sanfte Licht eine beruhigende Atmosphäre für Patienten – jedoch ohne dabei die Sicht einzuschränken und dem Personal damit die Arbeit zu erschweren.

Für eine optimale Beleuchtung und höhere Sicherheit können die Lichtquellen auf dem oberen Ausleger des Tragarmsystems sowie an den Seiten und der Unterseite des Versorgungsmoduls positioniert werden.

Produktmerkmale

- Für alle Beleuchtungspositionen; nur ein Bedienfeld (SU000400001) erforderlich
- Die möglichen Beleuchtungspositionen können bei den unterschiedlichen Versorgungsmodulen variieren
- Die Helligkeit kann im Bereich zwischen 100 % und 16 % je nach Bedarf angepasst werden

Technische Informationen	Artikelnummer
LED-Deckenlicht	SU000600076
LED-Raumlicht für Versorgungsmodule Slim und Mezzo (seitlich)	SU000600077
LED-Raumlicht für Versorgungsmodule Twin (seitlich)	SU000600078
LED-Bodenlicht für Versorgungsmodule Slim, Mezzo und Twin	SU000600081
LED-Bodenlicht für Versorgungsmodule Sky	SU000300053
LED-Bodenlicht für Moduevo Screen	SU001900013

Moduevo Bridge Umgebungslicht



Produktmerkmale

- Verschiedene regelmäßig angeordnete Beleuchtungslösungen für Moduevo Bridge sorgen für eine sanfte Beleuchtung und eine bessere Arbeitsatmosphäre
- Die Lese-/Arbeitsleuchte bietet zwei verschiedene Modi mit einer Beleuchtungsstärke von weniger als 500 Lux für die Lesefunktion und 5.000 Lux für den Arbeitsmodus
- Das Somnus-Licht bietet eine innovative Tageslichtsimulation und erzeugt mit demselben optischen System auch Umgebungslicht mit sechs verschiedenen Farben

Technische Informationen	Artikelnummer
Nachtlicht	SU000400085
Lese-/Arbeitsleuchte	SU000400084
LED-Raumlicht für Versorgungsmodule Slim und Mezzo (seitlich) für Moduevo Bridge	SU000400086
LED-Bodenlicht für Versorgungsmodule Slim und Mezzo für Moduevo Bridge	SU000400087
LED-Bodenlicht für Versorgungsmodule Sky für Moduevo Bridge	SU000300086
Somnus-Licht und farbiges Umgebungslicht für horizontales Medienbrückensystem Moduevo Bridge	SU000400088

Bedienfelder für Umgebungslicht



Produktmerkmale

- Touchpanel
- Stufenlose Einstellung der Beleuchtung
- Hygienisches Design für leichte Reinigung
- Flexible Lösung für die Einstellung des Umgebungslichts, zur Befestigung an der Deckenversorgungseinheit oder an der Wand

Technische Informationen	Artikelnummer
Umgebungslicht-Dimmersteuerung für reguläre Moduevo DVE	
Dimmersteuerung für Versorgungsmodule	SU000400001
Dimmersteuerung für Sky Classic	SU000300076
Zwei Dimmersteuerungen zur Befestigung am Versorgungsmodul und an der Wand	SU001900014
Umgebungslicht-Dimmersteuerung für Moduevo Bridge	
Basic Dimmersteuerung für Moduevo Bridge	SU000400089
Premium Dimmersteuerung für Moduevo Bridge	SU000400090
Basic Dimmersteuerung zur Wandmontage für Moduevo Bridge	SU000400091
Premium Dimmersteuerung zur Wandmontage für Moduevo Bridge	SU000400092
Zwei Basic Dimmersteuerungen zur Befestigung an Moduevo Bridge und an der Wand	SU000400094
Zwei Premium Dimmersteuerungen zur Befestigung Moduevo Bridge und an der Wand	SU000400095



Ordnung und Organisation

– Maquet Moduevo Zubehör

Die Kategorie „Ordnung und Organisation“ des Maquet Moduevo Zubehörprogramms bietet einfache aber nützliche Lösungen für die Unterbringung von Kabeln und die Aufbewahrung von Materialien wie z. B. Dokumente, Handschuhe, Katheter und dergleichen.

Im Sinne der Philosophie, auf deren Grundlage Deckenversorgungseinheiten konzipiert werden, wird der Boden freigehalten. Dies verbessert den Zugang zum Patienten und schafft für das Personal einen sicheren und hygienischen Arbeitsplatz.

Diese Organisationsweise zeichnet sich zudem durch weitere Vorteile aus. Da alles einen festen Platz hat, kann das Personal ohne Suchen auf das benötigte Arbeitsmaterial zugreifen. Dies sorgt für effiziente Arbeitsabläufe und erlaubt dem Personal die Konzentration auf das Wesentliche.



Kabelmanagement-Lösungen

In konventionellen Operationssälen und Intensivstationen verlaufen häufig zahlreiche Schläuche und Kabel über den Boden. Durch diese freiliegenden Leitungen vergrößert sich jedoch nicht nur die zu desinfizierende Oberfläche, sondern sie stellen auch eine Stolpergefahr dar.

Hier schaffen Maquet Moduevo Deckenversorgungseinheiten einen echten Mehrwert: Sie zeichnen sich durch intelligentes Kabelmanagement aus und halten den Boden frei – für mehr Hygiene und Sicherheit.



Kabelaufwickler



Produktmerkmale

- Kabelaufwickler bieten Schutz vor Staub, vereinfachen die Reinigung und tragen zu einem hygienischen Umfeld bei
- Kabel können sauber aufgerollt und ordentlich verstaut werden
- Vier Ausführungen erhältlich; zur Montage an EPoS-Zubehörschienen, unter Ablageplatten und als Kabelclip-Set für Normschienen

Technische Informationen	Artikelnummer
Kabelaufwickler mit 1 Kloben für EPoS-Schienen	SU000600035
Kabelaufwickler zur Montage unter Ablageplatten	SU000600103

Kabelhalterung



Produktmerkmale

- Ideale Lösung für Schläuche und Kabel
- Verbessert Hygiene und Sicherheit

Technische Informationen	Artikelnummer
Kabelhalterung für Rack-System, Set mit 5 Stück	SU000300065
Kabelhalterung für Schienen, Set mit 10 Stück	SU000600017

Kabelbox



Produktmerkmale

- Ideale Lösung für Schläuche und Kabel
- Verbessert Hygiene und Sicherheit

Technische Informationen	Artikelnummer
Zur Montage in der zentralen Öffnung der Versorgungsmodule Twin	SU000600036

Körbe, Katheter- und Zubehörhalter

Aufbewahrungskörbe sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. So sind verschiedene Ausführungen für die Aufbewahrung von Kathetern, wichtigen Dokumente, Handschuhen und vieles mehr verfügbar, damit die entsprechenden Gegenstände übersichtlich organisiert und leicht auffindbar sind. Die Körbe können direkt an Normschienen eingehängt werden und sind aus hygienischem Edelstahl gefertigt.



Katheterkorb



Produktmerkmale

- Einfache Installation: zwei Haken zum Einhängen in Normschienen
- Hygienisch: aus Edelstahl

Technische Informationen

H = 500 mm

Artikelnummer

ARD513768999

Kleiner Korb



Produktmerkmale

- Einfache Installation: zwei Haken zum Einhängen in Normschienen
- Hygienisch: aus Edelstahl

Technische Informationen

B × T × H = 170 × 130 × 85 mm

Artikelnummer

SU000600126

Katheterkorb



Produktmerkmale

- Erhältlich in zwei Größen
- Hygienisch: aus Edelstahl

Technische Informationen	Artikelnummer
Klein: B × T × H = 90 mm × 90 mm × 350 mm	SU000600125
Groß: B × T × H = 150 mm × 100 mm × 480 mm	SU0005990000

Flaschenhalter



Produktmerkmale

- Flaschenhalter
- Einfache Installation: Haken zum Einhängen in Normschienen
- Hygienisch: aus Edelstahl

Technische Informationen	Artikelnummer
Ø 110 mm	ARD513769999

Dokumenthalter



Produktmerkmale

- Einfache Installation: Haken zum Einhängen in Normschienen
- Hygienisch: aus Edelstahl

Technische Informationen	Artikelnummer
Dokumenthalter	ARD686400051

Abfallbeutelhalter



Produktmerkmale

- Einfache Installation: Kloben zum Anbringen an Normschienen
- Hygienisch: aus Edelstahl

Technische Informationen	Artikelnummer
B × T = 250 × 70 mm	ARD517052914

Handschuhhalter



Produktmerkmale

- Einfache Installation: Haken zum Einhängen in Normschienen
- Hygienisch: aus Edelstahl

Technische Informationen

H = 200 mm

Artikelnummer

ARD513766999

Easy-Clamp-Zubehör

In der klinischen Umgebung müssen kleine Geräte in der Nähe der Patienten platziert werden für optimale Arbeitsabläufe.

Die Easy Clamp-Halterungen, die an der Schiene einschnappen, können schnell und ohne Werkzeug an einer DIN-Schiene befestigt oder von dieser abgenommen werden und erfüllen problemlos die individuellen Anforderungen an eine gute Organisation der bettseitigen Geräte und das Platzmanagement.



Handschuhhalter



Produktmerkmale

- Einfache Befestigung an DIN-Schienen mit Easy Clamp
- Hygienisch: aus Edelstahl

Technische Informationen

B × T × H = 135 mm × 110 mm × 264 mm

Artikelnummer

SU000600136

Halter für Beatmungsbeutel



Produktmerkmale

- Einfache Befestigung an DIN-Schienen mit Easy Clamp

Technische Informationen

Zur Befestigung von Beatmungsbeuteln

Artikelnummer

SU000600134

Flexibler Halter für Reinigungstücher



Produktmerkmale

- Einfache Befestigung an DIN-Schienen mit Easy Clamp
- Flexibles Design für Reinigungstücher-Behälter mit verschiedenen Durchmessern

Technische Informationen

Zur Montage von Reinigungstücher-Behältern mit einem Durchmesser zwischen 98 mm und 150 mm

Artikelnummer

SU000600133

Halter für Scanner



Produktmerkmale

- Einfache Befestigung an DIN-Schienen mit Easy Clamp

Technische Informationen

Abmessungen innen B x T x H = 80 x 102 x 50 mm

Artikelnummer

SU000600138

Halter für Welch Allyn Aneroid



Produktmerkmale

- Einfache Befestigung an DIN-Schienen mit Easy Clamp

Technische Informationen	Artikelnummer
Zur Befestigung von Welch Allyn Series 767 Aneroid-Blutdruckmessgeräten	SU000600137

Halter für Welch Allyn Ophthalmoskop



Produktmerkmale

- Einfache Befestigung an DIN-Schienen mit Easy Clamp

Technische Informationen	Artikelnummer
Zur Befestigung von Welch Allyn Green Series 777 Ophthalmoskopen	SU000600139

Halter für Welch Allyn Ophthalmoskop Spitzen



Produktmerkmale

- Einfache Befestigung an DIN-Schienen mit Easy Clamp

Technische Informationen	Artikelnummer
Zur Befestigung eines Behälters mit Spitzen für Welch Allyn Ophthalmoskope	SU000600135

Halter für Welch Allyn Thermometer



Produktmerkmale

- Einfache Befestigung an DIN-Schienen mit Easy Clamp

Technische Informationen	Artikelnummer
Zur Befestigung eines Welch Allyn Suretemp 690/692 Thermometers	SU000600140



Wir bei Getinge sind davon überzeugt, dass jede Person und Gesellschaft Zugang zur bestmöglichen Versorgung haben sollte. Daher bieten wir Krankenhäusern und Life-Science-Einrichtungen Produkte und Lösungen an, welche die klinischen Ergebnisse verbessern und die Arbeitsabläufe optimieren sollen. Das Angebot umfasst Produkte und Lösungen für die Intensivmedizin, kardiovaskuläre Eingriffe, Operationssäle, Sterilgutaufbereitung und Life Science. Getinge beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter weltweit und die Produkte werden in mehr als 135 Ländern verkauft.

Maquet (Suzhou) Co., Ltd. · Nr.158 Fangzhou Road · Suzhou Industrial Park · 215024 Suzhou · China · +86 (0) 512 62839880

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-0 · info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH · Lemböckgasse 49 · 1230 Wien · Österreich · +43 1 8651487-0 · info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG · Quellenstrasse 41b · 4310 Rheinfelden · Schweiz · +41 71 335 03 03 · info@getinge.ch

www.getinge.de