

## 2022年発売の製品！ Getinge Aquadis 56 シリーズ

Getinge Aquadis 56シリーズは省スペース・大容量設計で、ドアの仕様など、施設に合わせた選択肢が豊富なウォッシャーディスインフェクターです。

プログラム内容、機械的要求事項に関して厳しい検査を経てISO15883に準拠した装置です。



販売名: Getinge Aquadis 56 シリーズ

製造販売届出番号: 13B1X00176IC0011

<https://www2.getinge.com/jp/product-catalog/getinge-aquadis-56/>



## 第98回 日本医療機器学会大会

メディカルショージャパン&ビジネスエキスポ 2023

ゲティンゲは6月29日~7月1日にパシフィコ横浜で開催される第98回日本医療機器学会、メディカルショージャパン&ビジネスエキスポ2023の展示と企業セミナーに参加いたします。2022年に発売された製品のご紹介をはじめ、滅菌供給部門における製品やデジタルソリューションを体験いただけます。ぜひブースへお立ち寄りください。

### 企業セミナーのご案内

#### 会場：パシフィコ横浜 展示ホールA 企業プレゼン会場

日時 2023年6月30日(金) 14:00~14:30

テーマ B&D テストパックのいない蒸気滅菌器

発表者 高野 剛

(ゲティンゲグループジャパン(株) サージカルワークフローズ事業部 ICマーケティングマネージャー)

毎朝のB&Dテスト面倒ですよ。コストもかかりますよね。

滅菌器が判断してくれたらいいのになあ。。。

そんな悩みにお答えする滅菌器のご紹介です。

日時 2023年7月1日(土) 14:00~14:30

テーマ ゲティンゲが実現させる手術室と滅菌再生部門のDX

発表者 森脇 聡

(ゲティンゲグループジャパン(株) サージカルワークフローズ事業部 DHS)

見直すなら今!滅菌管理を「デジタル化」へ!医療現場における人手不足を背景に、業務プロセスの見直しが注目されています。また新しい滅菌ガイドライン発行に伴い、滅菌業務と管理を改めて見直するタイミングです。滅菌管理の「デジタル化」を進めるうえで必要なポイントと合わせてゲティンゲの滅菌管理システムT-DOCをご紹介します。手術室マネジメントシステムTorinとの連携をご説明します。

ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 サージカルワークフローズ事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲

TEL:03-5463-8313 第一種医療機器製造販売業許可番号:13B1X00176

[www.getinge.com/jp](http://www.getinge.com/jp)

# 出展のお知らせ

滅菌供給部門におけるスムーズなワークフローを実現するための設備・機器に加え、病院内で働くスタッフの皆様が効率的に働くための環境をつくるソリューションをご紹介します。


## ブース展示

日時 **2023年6月29日(木) 13:00~17:30**  
**30日(金) 10:00~17:30**  
**7月1日(土) 10:00~16:00**

展示会場 **パシフィコ横浜** 展示ホールA

入場料 **無料** (当日登録制)

ブース番号**49** ゲティンゲグループ・ジャパン



### Getinge GSS67F シリーズ

Getinge GSS67Fシリーズは低温蒸気とホルムリン（ホルムアルデヒド水溶液）を混合させた混合気体を滅菌剤として使用する低温滅菌器です。また、EN285に準拠した高圧蒸気滅菌とEN14180に準拠した低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌を併用できる画期的なハイブリッド滅菌器です。



販売名：GSS67F シリーズ 製造販売認証番号：229AKBZX00073000



### Getinge WD86 シリーズ

Getinge WD86シリーズは、大容量の洗浄庫内、洗浄ラックの搬入搬出の自動化が可能な、日本の中央材料室に合わせた省スペース設計のウォッシュャーディスインフェクターです。ISO15883に準拠するための機械的要求事項やプログラム内容等、厳しい検査を受けた装置です。



販売名：Getinge WD86 シリーズ 製造販売届出番号：13B1X00176IC0006



### Getinge CSD Dose Tech

多くの滅菌供給部門（CSSD）では、用手洗浄エリアで計量カップで目視にて洗剤を計量し投入していることから、人によって計量に誤差が生じています。CSD DoseTech は浸漬洗浄時の洗剤投入量を一定化し、一貫した洗浄効果を可能にします。



### Getinge Clean & Assured

Getinge Clean&Assuredでは 中央材料室の汚染ゾーン、クリーンゾーン、既滅菌ゾーンで使用する、各種洗浄剤やインジケータなど、安心と安全を確認する品質保証のための製品を取り揃えています。



### T-DOC

T-DOCは、滅菌保証をサポートし、器材供給を提供するためのトレーサビリティを軸としたソリューションシステムです。このシステムの導入により、医療機器・器材の再生処理にまつわる人・モノといった資源を有効に活用し、より効率的な業務の向上を支援します。



### Torin

Torin は、手術部門の効率的な計画立案・管理、そして最適化をサポートする手術室マネジメントシステムです。Torin の導入によって、手術の計画立案が改善され、日々のスケジュールを予定通りに進めるための院内各部署のリソースの効率的な活用が可能になります。



### Maquet Otesus 手術台システム

Maquet Otesus は、モジュール式手術台システムです。モジュールを交換することで、術式や患者に合わせた手術台を構成することができます。また、キャスターを備えた移動式コラムもあり、術式に沿った手術室内のレイアウト調整にも対応できます。



販売名：オーテサス 1160 移動型 製造販売届出番号：13B1X00176SW0041  
販売名：オーテサス 1160 埋込型 製造販売届出番号：13B1X00176SW0042



### Maquet PowerLED II 手術用照明器

Maquet PowerLED II 手術用照明器は、無影性の高い安定した照明で組織を的確に照らします。手術部位の開口部サイズに合わせて照射野径を調整することができ、コンフォートライト機能により術者の目の疲労を軽減し、リスク回避をサポートします。



販売名：マック手術用照明器 パワー・レッド II 製造販売届出番号：13B1X00176SW0050